

Adaptierbare Seitensicherung



Clinic | Care | **Homecare** | Assist



Betteinsatz Lippe IV mit adaptierbarer Seitensicherung im Seniorenbett Relax

Die adaptierbare Seitensicherung (ASG) von Burmeier gibt dem pflegebürtigen Menschen den benötigten Schutz vor Stürzen, ohne seine Freiheit gravierend einzuschränken. Burmeier bietet die ASG für die Pflegebetten **Arminia III 24 Volt**, **Dali II 24**, **Economic II** und den Betteinsatz **Lippe IV** an.

Die Seitensicherung unterstützt die **Mobilität** der Bewohner und fördert somit deren **Eigenständigkeit**. Mit einer Länge von 120 cm bietet sie hohe Sicherheit, lässt aber gleichzeitig noch ausreichend Freiraum, um das Bett zu verlassen.

Im angestellten Zustand können die Holme als **Handlauf** genutzt werden, geben sicheren Halt und unterstützen zudem die Mobilisierung. Die Konstruktion ist **offen** und **transparent** gestaltet. Im abgesenkten Zustand befindet sich die Seitensicherung unterhalb der Matratzenoberfläche, sodass jederzeit ein **bequemer Ein- und Ausstieg** sichergestellt ist.

Durch die einfache Handhabung können Pflegekräfte oder Angehörige die adaptierbare Seitensicherung **problemlos** und **ohne Kraftaufwand** bedienen.

Vorteile im Überblick

- einfache und schnelle Montage – auch nachträglich
- intuitive und einfache Bedienung
- mit durchgehenden Seitensicherungen bei Pflegebetten kombinierbar
- Schutzhöhe: 39 cm, Länge: 120 cm



Pflegebett Arminia III 24 Volt mit einer Kombination aus adaptierbarer und durchgehender Seitensicherung

Adaptierbare Seitensicherung für die Pflegebetten Arminia III 24 Volt, Dali II 24 Volt, Economic II und den Betteinsatz Lippe IV

Die adaptierbare Seitensicherung (ASG) kann anstelle der durchgehenden Seitensicherungen (DSG) problemlos am Liegeflächenrahmen montiert werden – auch nachträglich. Die Befestigung erfolgt durch 2 Aufnahmewinkel am Liegeflächenrahmen. Die schwenkbare Seitensicherung (ASG) wird einfach und stufenlos am Rahmen vorbeigeführt.

Die ASG erfüllt alle normativen Anforderungen an Seitensicherungen. Zugleich lässt sie im angestellten Zustand ausreichend Platz für den Ein- und Ausstieg. Damit verfolgt Burmeier die Philosophie, freiheitsentziehende Maßnahmen so weit wie möglich zu vermeiden.

Variante	Materialnummer
rechts*	250138
links*	250139

*vom Fußende des Bettes aus betrachtet



ASG angestellt (rechts)



Befestigung am Liegeflächenrahmen



ASG abgeschwenkt (rechts)

Burmeier GmbH & Co. KG

Pivitsheider Straße 270, 32791 Lage
 Telefon: +49 (0) 5232 9841 - 0
 Fax: +49 (0) 5232 9841 - 41
 E-Mail: info@burmeier.com
www.burmeier.com

