

## Lit médicalisé « Westfalia-Klassik »



### Lit médicalisé « Westfalia-Klassik » - modèle 50.5431.1

#### > Exécution

Sommier 90 x 200 cm, quatre parties, avec lamelles d'acier solides et faciles à nettoyer. Réglage hauteur de sommier 35 - 80 cm env., dossier et support des cuisses ainsi que hauteur du sommier réglables par moteurs électriques. Roulettes à blocage centralisé dans chaque position du sommier. Sommier avec dossier mobile. Charge limite : 200 kg.

Cadre bois décor hêtre / hêtre massif.

Cadre bois avec barrières latérales intégrées aspect confort. Système d'entraînement Linak avec technique d'entraînement 24 Volt, pièces sous tension de 230 Volt placées en dehors du lit.

Interrupteur manuel avec fonction de blocage sélectif

#### > Référence

50.5431.1	Lit médicalisé « Westfalia-Klassik »
19.1400.1	Potence de lit (contenue dans la livraison)

#### > Dimensions

longueur 212 cm  
largeur 101 cm

#### > Accessoires (disponibles contre supplément)

Revêtement mousse à peau pour barrière latérale (sans illustr.)  
Lampes de lecture  
Plateau à servir  
Rallonge de lit (sans illustr.)  
Cadre bois en cerisier ou autres décors sur demande (sans illustr.)  
Cadre bois avec barrière latérale de 3 pour augmentation de la hauteur de protection (sans illustr.)  
Roulettes de butée au mur

Sous réserve de modifications techniques



Lampes de lecture



Plateau à servir



Différents cadres bois disponibles



Roulettes de butée au mur



# WESTFALIA-KLASSIK - Le lit médicalisé aux propriétés particulières



Convertisseur électronique (Switch Mode), intégré directement à l'arrière de la prise de secteur (système d'entraînement 24 Volt), disponible en série

Charge limite 200 kg, sommier 4 parties réglage électrique



Dossier mobile



Interrupteur manuel avec fonction verrouillage sélectif



Réglage hauteur de sommier 35-80 cm, plage de réglage = 45 cm



Support cuisses réglable manuellement



Roulettes à blocage centralisé dans chaque position du sommier



Position de sommier la plus basse 35 cm



Roulette design solide et de haute qualité de marque Tente

Système d'entraînement Linak durable et facile à entretenir

Lamelles du sommier faciles à nettoyer



Différents cadres bois disponibles

## Vos avantages :

### • Qualité et longévité

Le lit médicalisé « Westfalia-Klassik » présente une construction extrêmement solide qui relève tous les défis quotidiens du domaine des soins. Ce lit médicalisé d'excellente qualité persuade par sa longévité, sa solidité et sa facilité d'entretien et par le fait qu'il permet de réduire nettement les coûts subséquents. Les pensionnaires pourront se réjouir de conditions de soin excellentes.

Le travail du personnel soignant est d'autre part facilité au quotidien.

### • Rentabilité

Excellent rapport qualité / prix. Les investissements dans la construction et le matériau n'ont tout de même pas été réduits. La philosophie de qualité Burmeier est mise en pratique en particulier par l'utilisation de matériaux de plus haute qualité.

### • Système d'entraînement 24 Volt en série

Pour ce système également, les intervalles d'entretien peuvent être prolongés à 2 ans (voir mode d'emploi). Les mesures de courant de fuite au niveau du lit médicalisé ne sont plus nécessaires. Pour de plus amples informations à ce sujet, veuillez contacter Burmeier. Les pensionnaires sont optimalement protégés, toutes les pièces sous tension de 230 Volt étant placées hors du lit.

### • Economies de courant électrique

L'équipement en série avec la technique d'entraînement 24 Volt combinée au convertisseur électronique (Switch Mode) permet des économies de courant électrique jusqu'à 15 € par an et par lit (par rapport aux systèmes d'entraînement courants). Ce système présente en outre l'avantage de ménager l'environnement.