




Maßskizze -



Maßskizze -



Maßskizze -



Maße und Gewichte



Westfalia IV

LF	Maße (Länge x Breite x Höhe) Gewichte / brutto Verpackungseinheit	Gewichte netto		
		cm / kg	cm / kg	kg
cm	Liegefläche	Untergestell	Untergestell mit Hubmotor	Liegefläche mit Motor
80 x 200	208 x 96 x 30,5 40,2	144 x 91 x 35 45	40,2	35
90 x 200	208 x 96 x 30,5 42,2	144 x 91 x 35 45	40,2	37
100 x 200	208 x 106 x 30,5 45,6	144 x 91 x 35 45	40,2	39

