

MIT SICHERHEIT ZUHAUSE LEBEN



Das Schwerlast-Pflegebett


Gigant

VORTEILE

Das Schwerlastbett Gigant eignet sich mit einem möglichen Bewohnergewicht von bis zu 280 kg auch für stark adipöse Menschen. Zugleich bietet es viel Platz und Unterstützung für einen selbstbestimmten Alltag und entlastet die Pflegenden.

- sichere Arbeitslast 350 kg
- max. Bewohnergewicht 280 kg
- Höhenverstellung 40-80 cm
- Fußstieflage
- geteilte kombinierbare Seitensicherung optional
- elegante Holzverkleidung der Häupter

Außenmaße/Höhenverstellbereich:



Produktbesonderheiten:



Weitere Info:



Produktseite

Hilfsmittel-Nr.
19.40.01.7003
Pflege-Hilfsmittel-Nr.
50.45.01.3003



Die Vorteile im Überblick

DETAILS



Aufnahme für die Mittelstütze (links) und die Sperrbox (rechts).



Notabsenkung der Rückenlehne.



Äußerst stabile Konstruktion der Seitensicherung.



Kunststoffverkleidung der Fahrgestelle für mehr Wohnlichkeit.

ZUBEHÖR



Aufsteckbarer Seitensicherungsholm.



Kombinierbare Seitensicherung.



Leselampen.



Bettverlängerung inkl. längerer Seitensicherungen und Seitenbretter.



Schaumlederbezug TSG.



Füllpolster zum Aufstecken auf die durchgehende Seitensicherung.



Die Aufnahmeschale für Brillen, Handys oder den kabellosen Handschalter lässt sich an vielen Stellen einfach anbringen.

AUSSTATTUNGEN UND OPTIONEN

Ausstattung/Option	Gigant	Mat.-Nr.	Preis € (UVP) Inkl. MwSt.
Ausstattungsvarianten			
Gigant 120 x 200 cm		238647LFM013	5.999,00
Technische Daten			
Nettogewicht	159 kg		
Außenmaße	135 x 222 cm		
Höhenverstellbereich	40 – 80 cm		
sichere Arbeitslast	350 kg		
max. Bewohnergewicht	280 kg		
Standardausstattung			
Gestellfarbe	Argentum		
Dekor	Buche Natur		
Liegeflächenmaß	120 x 200 cm		
Seitensicherung	DSG		
Art des Handschalters (selektiv sperrbar / kabellos)	selektiv		
Notabsenkung mechanisch	✓		
Rollendurchmesser	100 mm		
Rollenfeststellung	einzel		
Rastomat, elektrische Verstellung Unterschenkellehne	✓		
Zubehör			
aufsteckbarer Seitensicherungsholm	O	164977	189,00
kombinierbare Seitensicherung beidseitig	O	SEG022	949,00
kombinierbare Seitensicherung links	O	SEG023	479,00
kombinierbare Seitensicherung rechts	O	SEG024	479,00
Bettverlängerung für Metall-Lamellen-Liegefläche (mit DSG)	O	240271 + 242308	509,00
Polsterteil für Bettverlängerung 120 cm Breite, 19 cm hoch	O	712167	119,00
Schaumlederbezug DSG, eine Seite	O	225921	154,00
Schaumlederbezug KSG, eine Seite	O	2x 183008 + 1x 712961	165,00
Leselampe zum Einstecken	O	264877	288,00
Leselampe zur Anbringung am Aufrichter	O	1x 191879 1x 174231	288,00
Füllpolster (nur für durchgehende Seitensicherung)	O	258395	134,00
Aufnahmeschale	Weiß	266970	19,95
	Gelb	266971	19,95
	Rot	266619	19,95