



Schwerlastbetten

Raum zur Entfaltung

Gigant



Allura II



Lippe 120/140





Stark

„In meinem Allura II mit 120 cm breiter Liegefläche wache ich morgens so ausgeruht auf wie nie zuvor. Endlich kann ich wieder voller Lebensfreude in den Tag starten.“

Heidrun Brüne
Kundin



Allura II



Pflege-Hilfsmittel-Nummern:

Allura II 100: 50.45.01.6002

Allura II 120: 50.45.01.6003

Hilfsmittel-Nummern:

Allura II 100: 19.40.06.0002

Allura II 120: 19.40.06.0003

Das wohliche Schwerlastbett

Seit Jahrzehnten werden die Menschen im Durchschnitt größer und schwerer. Dieser Trend führt auch zu wachsenden Anforderungen in der Pflege. Pflegebetten mit einer breiteren Liegefläche, einer höheren Tragfähigkeit und einem Höhenverstellbereich von 30 – 80 cm sorgen für mehr Schutz und Komfort. Zugleich sind sie besonders zukunftssicher.

- sichere Arbeitslast von 251 kg
- Modelle Allura II 100 und Allura II 120 mit Liegeflächenbreiten von 100 und 120 cm
- optionale Bettverlängerung für eine Liegeflächenlänge von 220 cm
- wählbare Aufstehhilfe erleichtert die Mobilisierung des Bewohners
- Fußtieflagerung für eine bequeme Sitzposition
- durchgehende Easy-Click-Seitensicherung mit werkzeuglos montierbaren Holmen für einen mühelosen Aufbau und eine gründliche Reinigung

Gigant



Pflege-Hilfsmittel-Nummer:

50.45.01.7001

Hilfsmittel-Nummer:

19.40.06.1001

Das Bett für höchste Anforderungen

Das Schwerlastbett Gigant bietet auch Menschen mit ausgeprägter Adipositas ein Maximum an Komfort und Unterstützung. Sein Höhenverstellbereich von 40 bis 80 cm erleichtert zudem die Pflege am Bett erheblich. Mithilfe der optionalen kombinierbaren Seitensicherung können sich Bewohner beim Aufstehen und Hinsetzen bequem abstützen.

- sichere Arbeitslast von 350 kg
- geeignet für Bewohner mit bis zu 280 kg Gewicht
- 120 cm breite Liegefläche
- optionale Bettverlängerung für eine Liegeflächenlänge von 220 cm
- optionale kombinierbare Seitensicherung mit Mobilisierungshilfe für Schutz und mehr Selbstständigkeit
- elegante Holzverkleidung der Häupter
- Seitenblenden für ein wohliches Ambiente




Zweisam

„Mit Relax und Lippe haben wir das Doppelbett unserer Träume kombiniert – und es passt perfekt zu unserer Einrichtung.“

**Dominik und
Janine Reiners**
Ehepaar



Lippe 120/140



Pflege-Hilfsmittel-Nummern:

Lippe 120: 50.45.03.6001

Lippe 140: 50.45.03.6002

Hilfsmittel-Nummern:

Lippe 120: 19.40.03.6001


Lippe 140: 19.40.03.6002

Die höhenverstellbaren Betteinsätze

Die Betteinsätze Lippe 120 und 140 lassen sich einfach in den vorhandenen Bettumbau montieren und bieten dort den Komfort und die Sicherheit eines erstklassigen Pflegebettes.

- sichere Arbeitslast von 251 kg
- 120 cm oder 140 cm breite Liegefläche
- Höhenverstellbereich von 29 – 74 cm
- optionale Bettverlängerung für eine Liegeflächenlänge von 220 cm
- optionale Aufstehhilfe erleichtert die Mobilisierung des Bewohners
- ideal kombinierbar mit unserem wohnlichen Bettumbau Relax

Nicht alle Produkte und Konfigurationen sind in jedem Land verfügbar. Not all products and configurations are available in every country. Technische Änderungen vorbehalten. Leichte Farbabweichungen der Originale sind drucktechnisch bedingt. Stand 04/2026. Version 05. Artikel-Nr. 601630. Subject to technical changes without notice. The shown product colours may differ slightly from the actual product. Last updated 04/2026. Version 05. Item no. 601630.



stieglmeyer-group.com

Burmeier GmbH & Co. KG
Industriestraße 53
32120 Hiddenhausen

Phone +49 (0) 5223 9769 - 0
Fax +49 (0) 5223 9769 - 090
info@burmeier.com