

125
JAHRE

ERFAHREN
MENSCHLICH
LÖSUNGS-
ORIENTIERT


STIEGELMEYER
GROUP

Nachttische



Überzeugend funktional

BESTE UNTERSTÜTZUNG AUS EINER HAND

Ideale Begleiter für Ihr Pflegebett

Zieht ein Angehöriger in ein Pflegebett um, ist der passende Nachttisch eine wichtige Ergänzung für mehr Unterstützung. Denn die im Haushalt vorhandenen Nacht- oder Beistelltische können die neuen Anforderungen zumeist nicht erfüllen. Ein Nachttisch in der häuslichen Pflege sollte viel Stauraum für Utensilien bieten, als Esstisch und Leseunterlage dienen und bei Bedarf sogar der Höhenverstellung des Bettes folgen können. All diese Stärken vereinen die wohnlichen Nachttische von Burmeier. Sie sind ideale Begleiter für das Dali, das Regia und weitere erfolgreiche Bettenmodelle aus unserem Portfolio.



Dekore

Buche Natur

Königsahorn

Kirsche Havanna

Bella Noce Schoko

Lindbeg Eiche

Nacht- und Beistelltische



Nachttisch Varus

Der Varus ist elegant und bietet mit seinen zwei Schubladen genügend Stauraum für persönliche Dinge.

Produktdetails:

Breite: 54 cm
Höhe: 57 cm
Gesamttiefe: 45 cm

- Doppelaufrollen Ø 50 mm, 2 Schubladen
- Ohne Bett-Tischplatte, Korpus kunststoffbeschichtet
- Dekore: Buche Natur, Bella Noce Schoko, Königsahorn, Kirsche Havanna und Lindbeg Eiche



Nachttisch Cherusker

Die höhenverstellbare und schrägstellbare Bett-Tischplatte des Modells Cherusker bietet eine gute Unterstützung beim Anreichen von Mahlzeiten oder beim Lesen.

Produktdetails:

Breite: 52 cm
Höhe: 87 cm
Gesamttiefe: 50 cm

- Gesamtbreite (Bett-Tischplatte ausgeklappt): 114 cm
- Bett-Tischplatte von 82 – 112 cm höhenverstellbar
- Doppelaufrollen Ø 50 mm, 2 Rollen feststellbar
- Mit höhenverstellbarer und schrägstellbarer Bett-Tischplatte, Korpus kunststoffbeschichtet
- Dekor: Buche Natur, Sonderdekore auf Anfrage



Nachttisch Arminius

Der Arminius verfügt über eine höhenverstellbare und zugleich schrägstellbare Bett-Tischplatte, die leicht zu reinigen ist.

Produktdetails:

Breite: 54,5 cm
Höhe: 89 cm
Gesamttiefe: 45 cm

- Gesamtbreite (Bett-Tischplatte ausgeklappt): 125 cm
- Bett-Tischplatte von 78 – 112 cm höhenverstellbar
- Doppelaufrollen Ø 50 mm, 2 Rollen feststellbar
- Mit höhenverstellbarer und schrägstellbarer Bett-Tischplatte, Korpus kunststoffbeschichtet
- Dekor: Buche Natur, Sonderdekore auf Anfrage



Nachttisch Hermann

Mit der ausklappbaren Bett-Tischplatte des Modells Hermann kann man den Nachttisch in Handumdrehen verlängern und so für mehr Stellfläche sorgen.

Produktdetails:

Breite: 52,5 cm
Höhe: 89 cm
Gesamttiefe: 45,5 cm

- Gesamtbreite (Bett-Tischplatte ausgeklappt): 114 cm
- Doppelaufrollen Ø 50 mm, 2 Rollen feststellbar
- Mit ausklappbarer Bett-Tischplatte, Korpus kunststoffbeschichtet
- Dekor: Buche Natur, Sonderdekore auf Anfrage

Server Pleto

Der Pleto überzeugt mit seinem modernen Design und seinen vielfältigen Einstellungsmöglichkeiten. Die Höhenverstellung und die Schrägstellung der Bett-Tischplatte erfordern nur wenige Handgriffe. Die feste Ablageplatte ist ideal für Getränke.

Produktdetails:

Breite: 90,2 cm
Höhe: 69 – 104 cm
Gesamttiefe: 42 cm

- Bett-Tischplatte 30° - 60° schwenkbar
Rollen Ø 50 mm, 2 Rollen feststellbar
- Dekore: Buche Natur, Königsahorn, Lindberg Eiche, Kirsche Havanna



Bett- und Beistelltisch Duo

Der Duo ist höhenverstellbar, hat eine schrägstellbare Bett-Tischplatte und eine feste Ablage. Er kann vielseitig in den Pflegealltag integriert werden.

Produktdetails:

Breite: 81 cm
Höhe: 81 cm
Gesamttiefe: 42 cm

- Bett-Tischplatte von 80 – 113 cm höhenverstellbar
Rollen Ø 50 mm, 2 Rollen feststellbar
- Dekor: Buche Natur



Bett- und Beistelltisch Solo

Die höhenverstellbare und schräg stellbare Bett-Tischplatte des Solo bietet eine sinnvolle Unterstützung in der häuslichen Pflege.

Produktdetails:

Breite: 60 cm
Höhe: 81 cm
Gesamttiefe: 42 cm

- Bett-Tischplatte von 80 – 113 cm höhenverstellbar
Rollen Ø 50 mm, 2 Rollen feststellbar
- Dekor: Buche Natur




STIEGELMEYERGROUP

Solutions for people who care



Hauptsitz / Headquarters
Deutschland / Germany
Burmeier GmbH & Co. KG
Industriestraße 53
32120 Hiddenhausen
Phone +49 (0) 5223 9769 - 0
Fax +49 (0) 5223 9769 - 090
info@burmeier.com
www.burmeier.com

Hauptsitz / Headquarters
Deutschland / Germany
Stiegelmeier GmbH & Co. KG
Ackerstraße 42
32051 Herford
Phone +49(0)5221185-0
Fax +49(0)5221185-100
info@stiegelmeier.com
www.stiegelmeier.com



stiegelmeier-group.com