

## Nachtkastjes



### Cherusker

- Kantelbaar bedtafelblad
- Hoogteverstelbaar bedtafelblad 82-112 cm
- Breedte ingeklapt 52 cm, totale breedte 114 cm
- Dubbele zwenkwielen van 50 mm, 2 vergrendelbare wielen



### Arminius

- In hoogte verstelbaar en draaibaar bedtafelblad
- Breedte ingeklapt 54,5 cm, totale breedte 125 cm
- Dubbele zwenkwielen van 50 mm, 2 vergrendelbare wielen



### Hermann

- Uitklapbaar bedtafelblad
- Breedte ingeklapt 55 cm, totale breedte 119,5 cm
- Dubbele zwenkwielen van 50 mm, 2 vergrendelbare wielen



### Hermann

- Zonder bedtafelblad
- Breedte 44,5 cm
- Dubbele zwenkwielen van 50 mm, 2 vergrendelbare wielen



### Varus

- Breedte 54 cm, hoogte 57 cm
- Dubbele zwenkwielen van 50 mm
- Verkrijgbaar in natuurlijk beukenhout, Koningsesdoorn, kers Havana en Bella Noce Schoko
- Ideaal voor lage bedden

## Bijzettafels, Ravello, Relax



### Duo

- Kantelbaar bedtafelblad hoogteverstelbaar bedtafelblad 80-113 cm
- Extra opbergplek
- Dubbele zwenkwielen van 50 mm, 2 vergrendelbare wielen



### Solo

- Kantelbaar bedtafelblad
- Hoogteverstelbaar bedtafelblad 80-113 cm
- Dubbele zwenkwielen van 50 mm, 2 vergrendelbare wielen



### Ravello

- Modelvariant Curo: vast geïnstalleerde voetsteun beweegt mee als de rugsteun wordt versteld
- Modelvariant Sano: de voetsteun kan volledig worden ingeschoven
- Rugsteun kan in 43°-ligpositie worden neergelaten



### Relax

- Knus aandoend houten frame
- Voor ligvlakbreedtes 90 x 200, 100 x 200, 120 x 200, 140 x 200, 120 x 220, 140 x 220 cm
- Kan worden gecombineerd met elektrische lattenbodem- en Lippe-bedinzetstukken
- Hoofdborden met frame van massief beukenhout, er kan uit 4 dessins voor vullingen en zijpanelen worden gekozen



▲ Bella Noce Schoko



▲ Natuurlijk beuken



▲ Kersen Havana



▲ Esdoorn

## Design



### Softcover

- Stoffen bekleding voor hoofdborden en zijhekken in 7 aantrekkelijke kleuren
- Gemakkelijk aan te brengen, reiniging in de wasmachine
- Voor de zorgbedden uit de Dali-serie (Dali low-econ, Dali low-entry-econ, Dali low-entry: alleen zijhekken)

▼ Uw vakhandelaar

Bij alle vragen over verpleegbedden geeft uw deskundige vakhandelaar u graag advies



**BURMEIER**  
 Burmeier GmbH & Co. KG  
 Pivitsheider Straße 270  
 32791 Lage  
 Phone +49 (0) 5232 9841 - 0  
 Fax +49 (0) 5232 9841 - 41  
 info@burmeier.com  
 www.burmeier.com

Een bedrijf van de Stieglmeyer-groep

STIEGLMEYERGROUP

burmeier.com

## VEILIG THUIS LEVEN



*Bedden en meubilair voor de thuiszorg*



Internationale editie

Technische wijzigingen voorbehouden. Kleine kleurverschillen met de originelen zijn te wijten aan de druktechniek. Stand 09/2019, Versie 06, artikelnummer: 600921.

STIEGLMEYERGROUP





## Burmeier – Veilig thuis leven

“Veilig thuis leven” - deze filosofie kenmerkt de producten van Burmeier. Het bedrijf in Lage/Lippe in Oost-Westfalen is al jaren de marktleider voor verpleegbedden op het gebied van thuiszorg in Duitsland. De technisch innovatieve en duurzame producten genieten een wereldwijde reputatie.

Sinds 1995 is Burmeier in de huidige samenstelling ook een succesvolle dochteronderneming van de Stieglmeyer-groep. Bij de productontwikkeling staat altijd de gedachte centraal om het leven thuis zo aangenaam mogelijk te maken voor mensen die zorg nodig hebben en de mantelzorgers te onlasten bij hun werk.

Gezellig design, moderne zijhekconcepten en de snelle beschikbaarheid van de producten zijn doorslaggevende argumenten voor de gespecialiseerde handel en particuliere klanten. Met Burmeier's 24-volt aandrijfsysteem zijn tijdens de verwachte levensduur van het bed en daarbovenuit geen verdere lekstroommetingen nodig. Dit bespaart kosten en draagt bij aan de uitstekende prijs-kwaliteitverhouding van de producten.

In de veilige, comfortabele bedden van Burmeier zullen u of uw klanten zich zeer aangenaam voelen.

## Verpleegbedden



### Dali econ

- Ligvlakbreedte 90 cm
- Veilige werklust 185 kg
- Hoogteverstelling 40-80 cm
- Zijhekken met Easy Click
- Optionele houten panelen
- Econ-230-Volt-aandrijfsysteem\*



### Dali low-econ

- Veilige werklust 185 kg
- Hoogteverstelling 32-72 cm
- Optionele houten panelen
- Econ-230-Volt-aandrijfsysteem

### Dali low-entry-econ

- Veilige werklust 175 kg
- Hoogteverstelling 23-63 cm
- Optionele houten panelen
- Econ-230-Volt-aandrijfsysteem



### Dali

- Ligvlakbreedte 90 cm
- Veilige werklust 185 kg
- Hoogteverstelling 40-80 cm
- Handschakelaar zonder kabel
- Zijhekken met Easy Click
- Optionele houten panelen
- 24-Volt-aandrijfsysteem
- Dali-Lock-app



### Dali wash

- Ligvlakbreedte 90 cm
- Veilige werklust 185 kg
- Hoogteverstelling 40-80 cm
- Wasbaar in de machine
- Handschakelaar zonder kabel
- Zijhekken met Easy Click
- 24-Volt-aandrijfsysteem
- Dali-Lock-app



### Dali low-entry

- Ligvlakbreedte 90 cm
- Veilige werklust 175 kg
- Hoogteverstelling 23-63 cm
- Handschakelaar zonder kabel
- Zijhekken met Easy Click
- Optionele houten panelen
- 24-Volt-aandrijfsysteem
- Dali-Lock-app

## Woon- en seniorenbedden



### Westfalia IV

- Ligvlakbreedtes 80, 90, 100 cm
- Veilige werklust 185 kg
- Hoogteverstelling 35-80 cm
- Er kan uit verschillende houten ombouwen worden gekozen
- 24-Volt-aandrijfsysteem



### Westfalia-Klassik

- Ligvlakbreedte 90 cm
- Veilige werklust 200 kg
- Hoogteverstelling 35-80 cm
- Centrale wielvastzetting
- Er kan uit verschillende houten ombouwen worden gekozen
- 24-Volt-aandrijfsysteem



### Westfalia-Klassik

#### Elegante uitrustingsvariant

- Licht houtdessin Magnolia
- Hoofd- en voetenbordgedeelte Lito met knusse ronding
- Onderstel in de kleur Argentum
- Bedekte wielen



Easy  
Switch

### Regia

- Ligvlakbreedtes 90, 100 cm
- Veilige werklust 225 kg
- Hoogteverstelling 26-80 cm
- In 2 stappen naar boven uit te schuiven telescopische zijhekken
- Er kan uit verschillende houten ombouwen worden gekozen
- 24-Volt-aandrijfsysteem
- Modulair Easy Switch-systeem



### Inovia

- Ligvlakbreedtes 90 en 100 cm
- Veilige werklust 225 kg
- Hoogteverstelling 22-77 cm
- Doorlopend zijhek
- Telescopisch zijhek optioneel
- Voetenbord met massief houten greep
- 24-Volt-aandrijfsysteem

## Mobilisatie- en speciale bedden



### Lippe IV + Relax

- Ligvlakbreedtes 80, 90, 100 cm (te combineren met seniorenbed Relax: 90 x 100 cm)
- Hoogteverstelling 29-74 cm
- Veilige werklust 200 kg
- 24-Volt-aandrijfsysteem
- Optioneel wasbaar in de machine



### Lippe 120/140 + Relax

- Ligvlakbreedtes 120 en 140 cm (beide te combineren met seniorenbed Relax)
- Veilige werklust 250 kg
- Hoogteverstelling 29-74 cm
- 24-Volt-aandrijfsysteem



### Allura II

- Ligvlakbreedtes 100, 120 cm
- Hoogteverstelling 30-80 cm
- Veilige werklust 250 kg
- Anti-Trendelenburgpositie elektrisch instelbaar
- 24-Volt-aandrijfsysteem



### Gigant

- Ligvlakbreedte 120 cm
- Veilige werklust 350 kg
- Hoogteverstelling 40-80 cm
- Anti-Trendelenburgpositie elektrisch instelbaar
- Optioneel met gedeelde combineerbare zijhekken



### Vertica homecare

- Ligvlakbreedte 90 cm
- Veilige werklust 225 kg
- Hoogteverstelling 40-80 cm
- Brengt bewoner met één druk op de knop in zit- en opsta-positie