

Nachttische



Cherusker

- schrägstellbare Bett-Tischplatte
- Höhenverstellbereich der Bett-Tischplatte 82–112 cm
- Breite eingeklappt 52 cm, Gesamtbreite 114 cm
- 50-mm-Doppellaufrollen, 2 Rollen feststellbar

Pflege-Hilfsmittel-Nr. 50.45.04.1009



Arminius

- höhenverstellbare und schrägstellbare Bett-Tischplatte
- Breite eingeklappt 54,5 cm, Gesamtbreite 125 cm
- 50-mm-Doppellaufrollen, 2 Rollen feststellbar

Pflege-Hilfsmittel-Nr. 50.45.04.1010



Hermann

- ausklappbare Bett-Tischplatte
- Breite eingeklappt 55 cm, Gesamtbreite 119,5 cm
- 50-mm-Doppellaufrollen, 2 Rollen feststellbar



Hermann

- ohne Bett-Tischplatte
- Breite 44,5 cm
- 50-mm-Doppellaufrollen, 2 Rollen feststellbar



Varus

- Breite 54 cm, Höhe 57 cm
- 50-mm-Doppellaufrollen
- erhältlich in Buche Natur, Königsahorn, Kirsche Havanna und Bella Noce Schoko
- ideal für Niedrigbetten

Beistelltische, Ravello, Relax



Duo

- schrägstellbare Bett-Tischplatte
- Höhenverstellbereich der Bett-Tischplatte 80–113 cm
- zusätzliche Ablageplatte
- 50-mm-Doppellaufrollen, 2 Rollen feststellbar

Pflege-Hilfsmittel-Nr. 50.45.04.0014



Solo

- schrägstellbare Bett-Tischplatte
- Höhenverstellbereich der Bett-Tischplatte 80–113 cm
- 50-mm-Doppellaufrollen, 2 Rollen feststellbar

Pflege-Hilfsmittel-Nr. 50.45.04.0013



Ravello

- Modellvariante Curo: fest installierte Fußstütze schwingt beim Verstellen der Rückenlehne mit
- Modellvariante Sano: Fußstütze kann vollständig eingeschoben werden
- Rückenlehne in 43°-Liegeposition absenkbar



Relax

- wohnlicher Bettumbau, auch zum Doppelbett kombinierbar
- für Liegeflächenbreiten 90 x 200, 100 x 200, 120 x 200, 140 x 200, 120 x 220, 140 x 220 cm
- kombinierbar mit elektrischem Lattenrost sowie Lippe-Betteinsätzen
- Häupter mit Rahmen aus massivem Buchenholz, 4 Dekore für Füllungen und Seitenblenden wählbar



▲ Bella Noce Schoko ▲ Buche Natur



▲ Kirsche Havanna ▲ Königsahorn




Design



Softcover

- textile Überzüge für Häupter und Seitensicherungen in 7 attraktiven Farben (Bordeaux¹, Braun², Dunkelblau³, Lavendel⁴, Orange⁵, Petrol⁶ und Vanilla⁷)
- leicht anzubringen, Reinigung in der Waschmaschine
- für die Bettenmodelle der Dali-Serie (Dali low-entry: nur Seitensicherungen)



▼ Ihr Fachhändler

MIT SICHERHEIT ZUHAUSE LEBEN



Betten und Möbel für die häusliche Pflege



Bei allen Fragen zu Pflegebetten berät Sie Ihr kompetenter Fachhändler

Technische Änderungen vorbehalten. Leichte Farbabweichungen der Originale sind drucktechnisch bedingt. Stand 06/2019. Version 06. Artikel-Nr. 600992.



Burmeier GmbH & Co. KG
Pivitsheider Straße 270
32791 Lage
Phone +49 (0) 5232 9841 - 0
Fax +49 (0) 5232 9841 - 41
info@burmeier.com
www.burmeier.com

Ein Unternehmen der Stieglmeier-Gruppe

STIEGLMEYERGRUPPE

Die Zukunft ist digital

Die Burmeier-App für Ihr Smartphone

- Laden Sie die Burmeier-App kostenlos in Ihrem Apple- oder Android-Store herunter.
- praktischer Bettenfinder
 - Kundenmagazin FORUM
 - Social-Media-Kanäle mit hilfreichen Produkt- und Aufbauvideos



burmeier.com

STIEGLMEYERGRUPPE





Burmeier – mit Sicherheit zuhause leben

„Mit Sicherheit zuhause leben“ – diese Philosophie prägt die Produkte von Burmeier. Das Unternehmen im ostwestfälischen Lage/Lippe ist Marktführer bei Pflegebetten im Bereich der häuslichen Pflege in Deutschland. Die technisch innovativen und langlebigen Produkte genießen weltweit Ansehen.

Seit 1995 ist Burmeier in der heutigen Ausrichtung eine weitere erfolgreiche Tochtergesellschaft der Stieglmeyer-Gruppe. Bei der Produktentwicklung steht immer der Gedanke im Vordergrund, pflegebedürftigen Menschen das Leben zuhause so angenehm wie möglich zu gestalten und den pflegenden Angehörigen die Arbeit zu erleichtern.

Wohnliches Design, moderne Seitensicherungskonzepte und schnelle Verfügbarkeit der Produkte sind entscheidende Argumente für den Fachhandel und private Kunden. Beim 24-Volt-Antriebssystem von Burmeier fallen während der zu erwartenden Lebensdauer des Bettes und darüber hinaus keine weiteren Ableitstrommessungen an. Das spart Kosten und trägt zum hervorragenden Preis-Leistungs-Verhältnis der Produkte bei.

In den sicheren, komfortablen Betten von Burmeier werden Sie oder Ihre Kunden sich sehr wohl fühlen.

Pflegebetten und Betteinsätze



Dali

- Liegeflächenbreite 90 cm
- sichere Arbeitslast 185 kg
- Höhenverstellbereich 40–80 cm
- kabelloser Handschalter
- Seitensicherungen mit Easy Click
- optionale Holzhauben
- 24-Volt-Antriebssystem
- Dali-Lock-App

Hilfsmittel-Nr. 19.40.01.3041
Pflege-Hilfsmittel-Nr. 50.45.01.1080



Dali wash

- Liegeflächenbreite 90 cm
- sichere Arbeitslast 185 kg
- Höhenverstellbereich 40–80 cm
- maschinenwaschbar
- kabelloser Handschalter
- Seitensicherungen mit Easy Click
- 24-Volt-Antriebssystem
- Dali-Lock-App

Hilfsmittel-Nr. 19.40.01.3041
Pflege-Hilfsmittel-Nr. 50.45.01.1080



Westfalia IV

- Liegeflächenbreiten 80, 90, 100 cm
- sichere Arbeitslast 185 kg
- Höhenverstellbereich 35–80 cm
- unterschiedliche Holzumbauten auswählbar
- 24-Volt-Antriebssystem

Hilfsmittel-Nr. 19.40.01.3039
Pflege-Hilfsmittel-Nr. 50.45.01.1078
(Hilfsmittel-Nr. begrenzt auf die Variante 90 x 200 cm, Federholzleiste mit DSG)



Lippe IV + Relax

- Liegeflächenbreiten 80, 90, 100 cm (kombinierbar mit Bettumbau Relax: 90, 100 cm)
- sichere Arbeitslast 200 kg
- 24-Volt-Antriebssystem

Hilfsmittel-Nr. 19.40.03.0026
Pflege-Hilfsmittel-Nr. 50.45.03.0026



Lippe IV waschbar

- Liegeflächenbreiten 90, 100 cm
- sichere Arbeitslast 200 kg
- Höhenverstellbereich 29–74 cm
- maschinell waschbar
- 24-Volt-Antriebssystem

Hilfsmittel-Nr. 19.40.03.0026
Pflege-Hilfsmittel-Nr. 50.45.03.0026

Residenz- und Seniorenbetten



Westfalia-Klassik

- Liegeflächenbreite 90 cm
- sichere Arbeitslast 200 kg
- Höhenverstellbereich 35–80 cm
- zentrale Rollenfeststellung
- unterschiedliche Holzumbauten auswählbar
- 24-Volt-Antriebssystem

Hilfsmittel-Nr. 19.40.01.3157
Pflege-Hilfsmittel-Nr. 50.45.01.1176



Westfalia-Klassik Elegante Ausstattungsvariante

- helles Holzdekor Magnolia
- Kopf- und Fußteil Lito mit wohnlicher Rundung
- Untergestell in Farbe Argentum
- verkleidete Rollen



Inovia

- Liegeflächenbreiten 90 und 100 cm
- sichere Arbeitslast 225 kg
- Höhenverstellbereich 22–77 cm
- durchgehende Seitensicherung
- teleskopierbare Seitensicherung optional
- Fußteil mit Griffleiste aus Massivholz
- 24-Volt-Antriebssystem



Regia

- Liegeflächenbreiten 90, 100 cm
- sichere Arbeitslast 225 kg
- Höhenverstellbereich 26–80 cm
- 2-stufig nach oben teleskopierbare Seitensicherung
- unterschiedliche Holzumbauten auswählbar
- 24-Volt-Antriebssystem
- modulares System Easy Switch



- modulares System für Pflegebett Regia
- geteilte Seitensicherung, Häupter und Blenden sekundenschnell ohne Werkzeug an- und abklickbar
- Häupter und Blenden optional gepolstert
- wählen Sie zwischen Holzdekor, Kunstleder oder Stoffoptik
- leichte Montage
- große Flexibilität bei Schutz und Optik

Mobilisierungs- und Spezialbetten



Dali low-entry

- Liegeflächenbreite 90 cm
- sichere Arbeitslast 175 kg
- Höhenverstellbereich 23–63 cm
- kabelloser Handschalter
- Seitensicherungen mit Easy Click
- optionale Holzhauben
- 24-Volt-Antriebssystem
- Dali-Lock-App



Allura II

- Liegeflächenbreiten 100, 120 cm
- Höhenverstellbereich 30–80 cm
- sichere Arbeitslast 250 kg
- Fußtieflagerung elektrisch einstellbar
- 24-Volt-Antriebssystem

Allura II 100
Hilfsmittel-Nr. 19.40.01.7017
Pflege-Hilfsmittel-Nr. 50.45.01.3017

Allura II 120
Hilfsmittel-Nr. 19.40.01.7018
Pflege-Hilfsmittel-Nr. 50.45.01.3018



Lippe 120/140 + Relax

- Liegeflächenbreiten 120 und 140 cm (beide kombinierb. m. Bettumbau Relax)
- sichere Arbeitslast 250 kg
- Höhenverstellbereich 29–74 cm
- 24-Volt-Antriebssystem

Lippe 120
Hilfsmittel-Nr. 19.40.03.4003
Pflege-Hilfsmittel-Nr. 50.45.03.4003

Lippe 140
Hilfsmittel-Nr. 19.40.03.4004
Pflege-Hilfsmittel-Nr. 50.45.03.4004



Gigant

- Liegeflächenbreite 120 cm
- sichere Arbeitslast 350 kg
- Höhenverstellbereich 40–80 cm
- Fußtieflagerung elektrisch einstellbar
- optional mit geteilten kombinierbaren Seitensicherungen

Hilfsmittel-Nr. 19.40.01.7003
Pflege-Hilfsmittel-Nr. 50.45.01.3003



Vertica homecare

- Liegeflächenbreite 90 cm
- sichere Arbeitslast 225 kg
- Höhenverstellbereich 40–80 cm
- bringt Bewohner per Knopfdruck in Sitz- und Aufstehposition

Hilfsmittel-Nr. 19.40.01.8002
Pflege-Hilfsmittel-Nr. 50.45.01.4002