

Tables de nuit



Cheruser

- Plateau de tablette de lit inclinable
- Plage de réglage en hauteur du plateau de tablette de lit 82-112 cm
- Largeur lorsque rabattu 52 cm, Largeur totale 114 cm
- Roulettes doubles de 50 mm, 2 roulettes blocables



Arminius

- Plateau de tablette de lit à hauteur réglable, et inclinable
- Largeur lorsque rabattu 54,5 cm, Largeur totale 125 cm
- Roulettes doubles de 50 mm, 2 roulettes blocables



Hermann

- Plateau de tablette de lit dépliable
- Largeur lorsque rabattu 55 cm, Largeur totale 119,5 cm
- Roulettes doubles de 50 mm, 2 roulettes blocables



Hermann

- Sans plateau de tablette de lit
- Largeur 44,5 cm
- Roulettes doubles de 50 mm, 2 roulettes blocables



Varus

- Largeur 54 cm, hauteur 57 cm
- Roulettes doubles de 50 mm
- Disponible en hêtre naturel, Érable royal, Havane cerise et Choco Belle Noce
- Idéale pour les lits surbaissés

Tables d'appoint Ravello, Relax



Duo

- Plateau de tablette de lit inclinable
- Plage de réglage en hauteur du plateau de tablette de lit 80-113 cm
- Tablette supplémentaire
- Roulettes doubles de 50 mm, 2 roulettes blocables



Solo

- Plateau de tablette de lit inclinable
- Plage de réglage en hauteur du plateau de tablette de lit 80-113 cm
- Roulettes doubles de 50 mm, 2 roulettes blocables



Ravello

- Variante du modèle Curo : repose-pied fixe qui se balance lors du réglage du dossier
- La variante Sano : le repose-pied est entièrement escamotable
- Le dossier peut être abaissé en position allongée à 43°



Relax

- Cadre bois confortable
- Pour largeurs de sommier 90 x 200, 100 x 200, 120 x 200, 140 x 200, 120 x 220, 140 x 220 cm
- Compatible avec un sommier électrique et des sommiers Lippe
- Panneaux avec cadre en bois de hêtre massif, 4 décors au choix pour la tête, le pied et les côtés



▲ Choco Belle Noce



▲ Hêtre naturel



▲ Havane cerise



▲ Érable royal

Design



Softcovers

- Enveloppes textiles pour les panneaux et les systèmes de protection dans 7 couleurs séduisantes
- Pose facile, nettoyage au lave-linge
- Pour les lits médicalisés de la série Dali (Dali low-econ, Dali low-entry-econ, Dali low-entry : uniquement systèmes de protection)



Burmeier GmbH & Co. KG

Pivitsheider Straße 270
32791 Lage
Phone +49 (0) 5232 9841 - 0
Fax +49 (0) 5232 9841 - 41
info@burmeier.com
www.burmeier.com

Une entreprise
du groupe Stieglmeyer

STIEGLMEYERGROUP

burmeier.com

VIVRE CHEZ SOI EN TOUTE SÉCURITÉ

Lits et meubles
pour les soins à domicile



Édition internationale

Sous réserve de modifications techniques. Les légères différences de couleurs par rapport aux originaux résultent de la technique typographique. Édition 10/2020. Version 06-1. Réf. : 601054.

STIEGLMEYERGROUP





Burmeier – Vivre chez soi en toute sécurité

« Vivre chez soi en toute sécurité » : telle est la philosophie appliquée aux produits Burmeier. L'entreprise, basée à Lage/Lippe (Westphalie orientale), est leader du marché allemand des lits médicalisés dans le secteur des soins à domicile. Les produits, innovants au niveau technique, et offrant une longue durée de vie, sont appréciés dans le monde entier.

Depuis 1995, Burmeier est une filiale du groupe Stieglmeyer, et connaît dans sa formule actuelle une grande réussite. La conception de produits se fait dans la volonté de permettre aux personnes dépendantes de soins d'avoir une vie chez soi la plus agréable possible, tout en facilitant le travail des proches qui se chargent des soins.

Un design confortable, des concepts de systèmes de protection modernes et une disponibilité à court terme des produits sont des arguments décisifs tant pour le commerce spécialisé que pour les particuliers. Le système d'entraînement de 24 Volts de Burmeier ne nécessite, pendant la durée de vie prévue du lit, et même au-delà, pas de mesures supplémentaires du courant de fuite. Cela permet de réaliser des économies tout en contribuant à l'excellent rapport qualité-prix des produits.

Qu'ils soient pour vous-même ou pour vos clients, dans les lits Burmeier, sûrs et confortables, tout le monde profite d'un confort absolu.

Lits de soins



Dali econ

- Largeur du sommier 90 cm
- Charge de travail sûre de 185 kg
- Plage de réglage en hauteur 40 - 80 cm
- Systèmes de protection avec Easy Click
- Cadres en bois en option
- Système d'entraînement 230 volts Econ*



Dali low-econ

- Charge de travail sûre de 185 kg
- Plage de réglage en hauteur 32 - 72 cm
- Cadres en bois en option
- Système d'entraînement 230 volts Econ*



Dali

- Largeur du sommier 90 cm
- Charge de travail sûre de 185 kg
- Plage de réglage en hauteur 40 - 80 cm
- Télécommande sans fil
- Systèmes de protection avec Easy Click
- Cadres en bois en option
- Système d'entraînement 24 volts
- Application Dali-Lock



Dali wash

- Largeur du sommier 90 cm
- Charge de travail sûre de 185 kg
- Plage de réglage en hauteur 40 - 80 cm
- Nettoyage mécanique
- Télécommande sans fil
- Systèmes de protection avec Easy Click
- Système d'entraînement 24 volts
- Application Dali-Lock



Dali low-entry

- Largeur du sommier 90 cm
- Charge de travail sûre de 175 kg
- Plage de réglage en hauteur 23 - 63 cm
- Télécommande sans fil
- Systèmes de protection avec Easy Click
- Cadres en bois en option
- Système d'entraînement 24 volts
- Application Dali-Lock

Lits pour résidences et pour seniors



Westfalia IV

- Largeurs de sommiers 80, 90, 100 cm
- Charge de travail sûre de 185 kg
- Plage de réglage en hauteur 35 - 80 cm
- Différentes versions bois au choix
- Système d'entraînement 24 volts



Westfalia-Klassik

- Largeur du sommier 90 cm
- Charge de travail sûre de 200 kg
- Plage de réglage en hauteur 35 - 80 cm
- Frein centralisé
- Différentes versions bois au choix
- Système d'entraînement 24 volts



Inovia

- Largeurs de sommier de 90 et 100 cm
- Charge de travail sûre de 225 kg
- Plage de réglage en hauteur 22 - 77 cm
- Système de protection à barreaux continus
- Système de protection télescopique en option
- Panneau de pied avec poignée en bois massif
- Système d'entraînement 24 volts



Regia

- Largeur du sommier 90, 100 cm
- Charge de travail sûre de 225 kg
- Plage de réglage en hauteur 26 - 80 cm
- Système de protection télescopique vers le haut à 2 étages
- Différentes versions bois au choix
- Système d'entraînement 24 volts
- Système modulaire Easy Switch



Regia partner

- Largeur du sommier 2 x 90 cm
- Charge de travail sûre de 2 x 225 kg
- Plage de réglage en hauteur 26 - 80 cm
- Lit double séparable
- Système modulaire Easy Switch
- Position fauteuil confortable
- Décors en bois et rembourrages au choix

Lits pour immobilisations et lits spéciaux



Lippe IV + Relax

- Largeurs de sommier 80, 90, 100 cm (combinables avec le lit pour senior Relax : 90, 100 cm)
- Plage de réglage en hauteur 29 - 74 cm
- Charge de travail sûre de 200 kg
- Système d'entraînement 24 volts
- Sur option, lavable en machine



Lippe 120/140 + Relax

- Largeurs de sommier 120 et 140 cm (les deux sont combinables avec le lit pour senior Relax)
- Charge de travail sûre de 250 kg
- Plage de réglage en hauteur 29 - 74 cm
- Système d'entraînement 24 volts



Allura II

- Largeur du sommier 100, 120 cm
- Plage de réglage en hauteur 30 - 80 cm
- Charge de travail sûre de 250 kg
- Position de proclive à réglage électrique
- Système d'entraînement 24 volts



Gigant

- Largeur du sommier 120 cm
- Charge de travail sûre de 350 kg
- Plage de réglage en hauteur 40 - 80 cm
- Position de proclive à réglage électrique
- Systèmes de protection à barreaux discontinus combinables en option