

## Nachttische



### Cheruser

- schrägstellbare Bett-Tischplatte
- Höhenverstellbereich der Bett-Tischplatte 82–112 cm
- Breite eingeklappt 52 cm, Gesamtbreite 114 cm
- 50-mm-Doppelaufrollen, 2 Rollen feststellbar

Pflege-Hilfsmittel-Nr. 50.45.04.1009



### Arminius

- höhenverstellbare und schrägstellbare Bett-Tischplatte
- Breite eingeklappt 54,5 cm, Gesamtbreite 125 cm
- 50-mm-Doppelaufrollen, 2 Rollen feststellbar

Pflege-Hilfsmittel-Nr. 50.45.04.1010



### Hermann

- ausklappbare Bett-Tischplatte
- Breite eingeklappt 52,5 cm, Gesamtbreite 114 cm
- 50-mm-Doppelaufrollen, 2 Rollen feststellbar



### Varus

- Breite 54 cm, Höhe 57 cm
- 50-mm-Doppelaufrollen
- erhältlich in Buche Natur, Königsahorn, Kirsche Havanna und Bella Noce Schoko
- ideal für Niedrigbetten

## Beistelltische, Ravello, Relax



### Duo

- schrägstellbare Bett-Tischplatte
- Höhenverstellbereich der Bett-Tischplatte 80–113 cm
- zusätzliche Ablageplatte
- 50-mm-Doppelaufrollen, 2 Rollen feststellbar

Pflege-Hilfsmittel-Nr. 50.45.04.0014



### Solo

- schrägstellbare Bett-Tischplatte
- Höhenverstellbereich der Bett-Tischplatte 80–113 cm
- 50-mm-Doppelaufrollen, 2 Rollen feststellbar

Pflege-Hilfsmittel-Nr. 50.45.04.0013



### Ravello

- Modellvariante Curio: fest installierte Fußstütze schwingt beim Verstellen der Rückenlehne mit
- Modellvariante Sano: Fußstütze kann vollständig eingeschoben werden
- Rückenlehne in 43°-Liegeposition absenkbar



### Relax

- wohnlicher Bettumbau, auch zum Doppelbett kombinierbar
- für Liegeflächenbreiten 90 x 200, 100 x 200, 120 x 200, 140 x 200, 120 x 220, 140 x 220 cm
- kombinierbar mit elektrischem Lattenrost sowie Lippe-Betteinsätzen
- Häupter mit Rahmen aus massivem Buchenholz, 4 Dekore für Füllungen und Seitenblenden wählbar



▲ Bella Noce Schoko



▲ Buche Natur



▲ Kirsche Havanna



▲ Königsahorn

## Design



### Softcover

- textile Überzüge für Häupter und Seitensicherungen in 6 attraktiven Farben (Bordeaux<sup>1</sup>, Braun<sup>2</sup>, Dunkelblau<sup>3</sup>, Lavendel<sup>4</sup>, Petrol<sup>5</sup> und Vanilla<sup>6</sup>)
- leicht anzubringen, Reinigung in der Waschmaschine
- für die Bettenmodelle der Dali-Serie (Dali low-entry: nur Seitensicherungen)

▼ Ihr Fachhändler

MIT SICHERHEIT ZUHAUSE LEBEN

Technische Änderungen vorbehalten. Leichte Farbabweichungen der Originale sind drucktechnisch bedingt. Stand 12/2020. Version 07. Artikel-Nr. 601249.

*Betten und Möbel für die häusliche Pflege*



Bei allen Fragen zu Pflegebetten berät Sie Ihr kompetenter Fachhändler



**Burmeier GmbH & Co. KG**  
 Pivitsheider Straße 270  
 32791 Lage  
 Phone +49 (0) 5232 9841 - 0  
 Fax +49 (0) 5232 9841 - 41  
 info@burmeier.com  
 www.burmeier.com

Ein Unternehmen der Stieglmeyer-Gruppe

STIEGLMEYERGRUPPE

*Die Zukunft ist digital*

### Die Burmeier-App für Ihr Smartphone

- Laden Sie die Burmeier-App kostenlos in Ihrem Apple- oder Android-Store herunter.
- praktischer Bettenfinder
  - Kundenmagazin FORUM
  - Social-Media-Kanäle mit hilfreichen Produkt- und Aufbauvideos



burmeier.com

STIEGLMEYERGRUPPE





## Burmeier – mit Sicherheit zuhause leben

„Mit Sicherheit zuhause leben“ – diese Philosophie prägt die Produkte von Burmeier. Das ostwestfälische Unternehmen ist Marktführer bei Pflegebetten im Bereich der häuslichen Pflege in Deutschland. Die technisch innovativen und langlebigen Produkte genießen weltweit Ansehen.

Seit 1995 ist Burmeier in der heutigen Ausrichtung eine weitere erfolgreiche Tochtergesellschaft der Stieglmeyer-Gruppe. Bei der Produktentwicklung steht immer der Gedanke im Vordergrund, pflegebedürftigen Menschen das Leben zuhause so angenehm wie möglich zu gestalten und den pflegenden Angehörigen die Arbeit zu erleichtern.

Wohnliches Design, moderne Seitensicherungskonzepte und schnelle Verfügbarkeit der Produkte sind entscheidende Argumente für den Fachhandel und private Kunden. Beim 24-Volt-Antriebssystem von Burmeier fallen während der zu erwartenden Lebensdauer des Bettes und darüber hinaus keine weiteren Ableitstrommessungen an. Das spart Kosten und trägt zum hervorragenden Preis-Leistungs-Verhältnis der Produkte bei.

In den sicheren, komfortablen Betten von Burmeier werden Sie oder Ihre Kunden sich sehr wohl fühlen.

## Pflegebetten und Betteinsätze



### Dali

- Liegeflächenbreite 90 cm
- sichere Arbeitslast 185 kg
- Höhenverstellbereich 40–80 cm
- kabelloser Handschalter
- Seitensicherungen mit Easy Click
- optionale Holzhauben
- 24-Volt-Antriebssystem
- Dali-Lock-App

Hilfsmittel-Nr. 19.40.01.3041  
Pflege-Hilfsmittel-Nr. 50.45.01.1080



### Dali wash

- Liegeflächenbreite 90 cm
- sichere Arbeitslast 185 kg
- Höhenverstellbereich 40–80 cm
- maschinenwaschbar
- kabelloser Handschalter
- Seitensicherungen mit Easy Click
- 24-Volt-Antriebssystem
- Dali-Lock-App

Hilfsmittel-Nr. 19.40.01.3041  
Pflege-Hilfsmittel-Nr. 50.45.01.1080



### Westfalia IV

- Liegeflächenbreiten 80, 90, 100 cm
- sichere Arbeitslast 185 kg
- Höhenverstellbereich 35–80 cm
- unterschiedliche Holzumbauten auswählbar
- 24-Volt-Antriebssystem

Hilfsmittel-Nr. 19.40.01.3039  
Pflege-Hilfsmittel-Nr. 50.45.01.1078  
(Nummern gelten für die Liegeflächenmaße 90 x 200 cm und 100 x 200 cm)



### Lippe IV + Relax

- Liegeflächenbreiten 80, 90, 100 cm (kombinierbar mit Bettumbau Relax: 90, 100 cm)
- sichere Arbeitslast 200 kg
- 24-Volt-Antriebssystem

Hilfsmittel-Nr. 19.40.03.0026  
Pflege-Hilfsmittel-Nr. 50.45.03.0026



### Lippe IV waschbar

- Liegeflächenbreiten 90, 100 cm
- sichere Arbeitslast 200 kg
- Höhenverstellbereich 29–74 cm
- maschinell waschbar
- 24-Volt-Antriebssystem

Hilfsmittel-Nr. 19.40.03.0026  
Pflege-Hilfsmittel-Nr. 50.45.03.0026

## Residenz- und Seniorenbetten



### Westfalia-Klassik

- Liegeflächenbreite 90 cm
- sichere Arbeitslast 200 kg
- Höhenverstellbereich 35–80 cm
- zentrale Rollenfeststellung
- unterschiedliche Holzumbauten auswählbar
- 24-Volt-Antriebssystem

Hilfsmittel-Nr. 19.40.01.3157  
Pflege-Hilfsmittel-Nr. 50.45.01.1176



### Inovia

- Liegeflächenbreiten 90 und 100 cm
- sichere Arbeitslast 225 kg
- Höhenverstellbereich 22–77 cm
- durchgehende Seitensicherung
- teleskopierbare Seitensicherung optional
- Fußteil mit Griffleiste aus Massivholz
- 24-Volt-Antriebssystem



### Regia

- Liegeflächenbreiten 90, 100 cm
- sichere Arbeitslast 225 kg
- Höhenverstellbereich 26–80 cm
- 2-stufig nach oben teleskopierbare Seitensicherung
- unterschiedliche Holzumbauten auswählbar
- 24-Volt-Antriebssystem
- modulares System Easy Switch



### Regia partner

- Liegeflächenbreite 2 x 90 cm
- sichere Arbeitslast 2 x 225 kg
- Höhenverstellung 26 - 80 cm
- trennbares Doppelbett
- modulares System Easy Switch
- bequeme Sitzposition
- wohnliche Holzdekore und Polsterungen wählbar



- modulares System für die Modelle Regia und Regia partner
- geteilte Seitensicherung, Häupter und Blenden sekundenschnell ohne Werkzeug montierbar und entfernbar
- Häupter und Blenden optional gepolstert – wählen Sie zwischen Holzdekore, Kunstleder oder Stoffoptik
- große Flexibilität bei Schutz und Optik
- geteilte Seitensicherung passt sich den Bedürfnissen des Bewohners an

## Spezialbetten



### Dali low-entry

- Liegeflächenbreite 90 cm
- sichere Arbeitslast 175 kg
- Höhenverstellbereich 23–63 cm
- kabelloser Handschalter
- Seitensicherungen mit Easy Click
- optionale Holzhauben
- 24-Volt-Antriebssystem
- Dali-Lock-App

Hilfsmittel-Nr. 19.40.01.5001



### Allura II

- Liegeflächenbreiten 100, 120 cm
- Höhenverstellbereich 30–80 cm
- sichere Arbeitslast 250 kg
- Fußstiefelagerung elektrisch einstellbar
- 24-Volt-Antriebssystem

#### Allura II 100

Hilfsmittel-Nr. 19.40.01.7017  
Pflege-Hilfsmittel-Nr. 50.45.01.3017

#### Allura II 120

Hilfsmittel-Nr. 19.40.01.7018  
Pflege-Hilfsmittel-Nr. 50.45.01.3018



### Lippe 120/140 + Relax

- Liegeflächenbreiten 120 und 140 cm (beide kombinierbar m. Bettumbau Relax)
- sichere Arbeitslast 250 kg
- Höhenverstellbereich 29–74 cm
- 24-Volt-Antriebssystem

#### Lippe 120

Hilfsmittel-Nr. 19.40.03.4003  
Pflege-Hilfsmittel-Nr. 50.45.03.4003

#### Lippe 140

Hilfsmittel-Nr. 19.40.03.4004  
Pflege-Hilfsmittel-Nr. 50.45.03.4004



### Gigant

- Liegeflächenbreite 120 cm
- sichere Arbeitslast 350 kg
- Höhenverstellbereich 40–80 cm
- Fußstiefelagerung elektrisch einstellbar
- optional mit geteilten kombinierbaren Seitensicherungen

Hilfsmittel-Nr. 19.40.01.7003  
Pflege-Hilfsmittel-Nr. 50.45.01.3003



Pflegebettmatratze  
Comfort-fit

### Matratzen

Für erholsamen Schlaf ist die Wahl der passenden Matratze ebenso wichtig wie das Bett. Unsere Matratzen erfüllen optimal die verschiedenen Bedürfnisse der häuslichen Pflege. Erfahren Sie mehr über unsere Matratzen per Scan des QR-Codes oder direkt unter [www.burmeier.com/matratzen](http://www.burmeier.com/matratzen).

