

## Szafki przytóżkowe



### Cheruser

- Przechylny blat stolika
- Zakres regulacji wysokości stolika 82 - 112 cm
- Szerokość po złożeniu 52 cm, szerokość całkowita 114 cm
- Kółka podwójne 50 mm, dwa kółka z możliwością blokady



### Arminius

- Przechylny blat stolika z możliwością regulacji wysokości
- Szerokość po złożeniu 54,5 cm, szerokość całkowita 125 cm
- Kółka podwójne 50 mm, dwa kółka z możliwością blokady



### Hermann

- Rozkładany blat stolika
- Szerokość po złożeniu 55 cm, szerokość całkowita 119,5 cm
- Kółka podwójne 50 mm, dwa kółka z możliwością blokady



### Hermann

- Bez blatu stolika
- Szerokość 44,5 cm
- Kółka podwójne 50 mm, dwa kółka z możliwością blokady



### Varus

- Szerokość 54 cm, wysokość 57 cm
- Kółka podwójne 50 mm
- Możliwość wyboru: buk naturalny, klon królewski, wiśnia Havanna i czekolada Bella Noce
- Idealne do łóżek niskich

## Stoliki boczne, Ravello, Relax



### Duo

- Przechylny blat stolika zakres regulacji wysokości stolika 80 - 113 cm
- Dodatkowa półka
- Kółka podwójne 50 mm, dwa kółka z możliwością blokady



### Solo

- Przechylny blat stolika
- Zakres regulacji wysokości stolika 80 - 113 cm
- Kółka podwójne 50 mm, dwa kółka z możliwością blokady



### Ravello

- Model w wersji Curo: zamontowany na stałe podnózek odchyła się podczas regulacji oparcia pleców
- Model w wersji Sano: Podnózek można całkowicie wsunąć
- Możliwość opuszczenia oparcia do pozycji 43°



### Relax

- Przytulna, drewniana rama
- Dla szerokość leża 90 × 200, 100 × 200, 120 × 200, 140 × 200, 120 × 220, 140 × 220 cm
- Możliwość połączenia z ramą elektryczną oraz ze stelażami z serii Lippe
- Szczyty z litego drewna bukowego, 4 dekory wypełnień i paneli bocznych do wyboru



▲ Czekolada Bella Noce



▲ Buk naturalny



▲ Wiśnia Havanna



▲ Klon królewski

## Design



### Poszycie miękkie

- Materiałowe okrycie szczytów i zabezpieczeń bocznych dostępne w 7 atrakcyjnych kolorach
- Łatwe zakładanie, pranie w pralce
- Do łóżek do opieki długoterminowej z serii Dali (Dali low-econ, Dali low-entry-econ, Dali low-entry: tylko zabezpieczenia boczne)

▼ Dystrybutor

Na wszystkie pytania o łóżka do opieki długoterminowej odpowie lokalny kompetentny dystrybutor



**BURMEIER**

Burmeier GmbH & Co. KG  
Pivitsheider Straße 270  
32791 Lage  
Phone +49 (0) 5232 9841 - 0  
Fax +49 (0) 5232 9841 - 61  
info@burmeier.com  
www.burmeier.com

Przedsiębiorstwo z grupy Stiegelmeier

STIEGELMEYERGROUP

burmeier.com

BEZPIECZNIE JAK W DOMU



Łóżka i meble ułatwiające opiekę domową



Edycja międzynarodowa

Zmiany techniczne zastrzeżone. Kolory przedstawione w katalogu mogą odbiegać od rzeczywistych. Ostatnia aktualizacja 08/2019. Wersja 06. Nr artykułu: 601055.

STIEGELMEYERGROUP



**BURMEIER**





## Burmeier – Bezpiecznie jak w domu

„Bezpiecznie jak w domu” – to filozofia produktów Burmeier. Przedsiębiorstwo zlokalizowane w Lage, w regionie wschodniej Westfalii cieszy się pozycją lidera na niemieckim rynku produkcji łóżek do opieki domowej. Innowacyjne i trwałe produkty cieszą się globalnym uznaniem i popularnością.

Od 1995 roku Burmeier w obecnej formie jest, jako kolejna spółka zależna, córką grupy Stieglmeyer. Przy projektowaniu produktów zawsze na pierwszym planie jest cel, aby osoby wymagające opieki miały jak najwięcej przyjemności podczas przebywania w domu, a opiekunowie zyskali ułatwienie w swojej pracy.

Przytulny design, nowoczesna koncepcja zabezpieczeń bocznych i szybka dostępność produktów – to wszystko przemawia do specjalistycznych dostawców i klientów prywatnych. W trakcie okresu żywotności systemu napędowego 24 V Burmeier, a nawet i dłużej, nie są wymagane żadne dodatkowe pomiary prądów upływowch. Pozwala to oszczędzić koszty i doskonale wpływa na stosunek jakości do ceny produktów.

W bezpiecznych, wygodnych łóżkach Burmeier, wszyscy poczuć się bardzo dobrze.

## Łóżka do opieki długoterminowej



### Dali econ

- Szerokość leża 90 cm
- Bezpieczne obciążenie robocze 185 kg
- Zakres regulacji wysokości 40 - 80 cm
- Zabezpieczenia boczne z Easy Click
- Opcjonalne osłony drewniane
- System napędowy Econ 230 V



### Dali low-econ

- Bezpieczne obciążenie robocze 185 kg
- Zakres regulacji wysokości 32 - 72 cm
- Opcjonalne osłony drewniane
- System napędowy Econ 230 V

### Dali low-entry-econ

- Bezpieczne obciążenie robocze 175 kg
- Zakres regulacji wysokości 23 - 63 cm
- Opcjonalne osłony drewniane
- System napędowy Econ 230 V



### Dali

- Szerokość leża 90 cm
- Bezpieczne obciążenie robocze 185 kg
- Zakres regulacji wysokości 40 - 80 cm
- Pilot bezprzewodowy
- Zabezpieczenia boczne z Easy Click
- Opcjonalne osłony drewniane
- System napędowy 24 V
- Aplikacja Dali Lock



### Dali wash

- Szerokość leża 90 cm
- Bezpieczne obciążenie robocze 185 kg
- Zakres regulacji wysokości 40 - 80 cm
- Możliwość czyszczenia maszynowego
- Pilot bezprzewodowy
- Zabezpieczenia boczne z Easy Click
- System napędowy 24 V
- Aplikacja Dali Lock



### Dali low-entry

- Szerokość leża 90 cm
- Bezpieczne obciążenie robocze 175 kg
- Zakres regulacji wysokości 23 - 63 cm
- Pilot bezprzewodowy
- Zabezpieczenia boczne z Easy Click
- Opcjonalne osłony drewniane
- System napędowy 24 V
- Aplikacja Dali Lock

## Łóżka do placówek i dla seniorów



### Westfalia IV

- Szerokość leża 80, 90, 100 cm
- Bezpieczne obciążenie robocze 185 kg
- Zakres regulacji wysokości 35 - 80 cm
- Możliwość wyboru różnych obudów drewnianych
- System napędowy 24 V



### Westfalia-Klassik

- Szerokość leża 90 cm
- Bezpieczne obciążenie robocze 200 kg
- Zakres regulacji wysokości 35 - 80 cm
- Centralne blokowanie kółek
- Możliwość wyboru różnych obudów drewnianych
- System napędowy 24 V



### Westfalia-Klassik

#### Elegancka wersja wyposażenia

- Jasny dekor drewniany magnolia
- Szczyt górny i dolny Lito z przylutnym zaokrągleniem
- Podstawa w kolorze srebrnym
- Osłonięte kółka



### Regia

- Szerokości leża 90, 100 cm
- Bezpieczne obciążenie robocze 225 kg
- Zakres regulacji wysokości 26 - 80 cm
- Dwustopniowe zabezpieczenie boczne podnoszone teleskopowo do góry
- Możliwość wyboru różnych obudów drewnianych
- System napędowy 24 V
- Modułowy system Easy Switch



### Inovia

- Szerokość leża wynosi 90 i 100 cm
- Bezpieczne obciążenie robocze 225 kg
- Zakres regulacji wysokości 22 - 77 cm
- Zabezpieczenie boczne na całej długości
- Teleskopowe zabezpieczenie boczne opcjonalne
- Szczyt dolny z uchwytem listwowym z drewna litego
- System napędowy 24 V

## Łóżka mobilizujące i specjalne



### Lippe IV + Relax

- Szerokości leża 80, 90, 100 cm (możliwość połączenia z łóżkiem dla seniorów Relax: 90, 100 cm)
- Zakres regulacji wysokości 29 - 74 cm
- Bezpieczne obciążenie robocze 200 kg
- System napędowy 24 V
- Opcjonalnie możliwość mycia maszynowego



### Lippe 120/140 + Relax

- Szerokości leża 120 i 140 cm (w obu przypadkach możliwość połączenia z łóżkiem dla seniorów Relax)
- Bezpieczne obciążenie robocze 250 kg
- Zakres regulacji wysokości 29 - 74 cm
- System napędowy 24 V



### Allura II

- Szerokości leża 100, 120 cm
- Zakres regulacji wysokości 30 - 80 cm
- Bezpieczne obciążenie robocze 250 kg
- Elektryczna regulacja pozycji z opuszczonymi stopami
- System napędowy 24 V



### Gigant

- Szerokość leża 120 cm
- Bezpieczne obciążenie robocze 350 kg
- Zakres regulacji wysokości 40 - 80 cm
- Elektryczna regulacja pozycji z opuszczonymi stopami
- Opcjonalnie z dzielonymi, kombinowanymi osłonami bocznymi



### Vertica homecare

- Szerokość leża 90 cm
- Bezpieczne obciążenie robocze 225 kg
- Zakres regulacji wysokości 40 - 80 cm
- Umożliwia mieszkańcom zmianę pozycji do siedzącej i stojącej jednym przyciskiem