

## Tables de nuit



### Cheruser

- Plateau de tablette de lit inclinable
- Plage de réglage en hauteur du plateau de tablette de lit 82-112 cm
- Largeur lorsque rabattu 52 cm, Largeur totale 114 cm
- Roulettes doubles de 50 mm, 2 roulettes blocables



### Arminius

- Plateau de tablette de lit à hauteur réglable, et inclinable
- Largeur lorsque rabattu 54,5 cm, Largeur totale 125 cm
- Roulettes doubles de 50 mm, 2 roulettes blocables



### Hermann

- Plateau de tablette de lit dépliable
- Largeur lorsque rabattu 52,5 cm, Largeur totale 114 cm
- Roulettes doubles de 50 mm, 2 roulettes blocables



### Hermann

- Sans plateau de tablette de lit
- Largeur 44,5 cm
- Roulettes doubles de 50 mm, 2 roulettes blocables



### Varus

- Largeur 54 cm, hauteur 57 cm
- Roulettes doubles de 50 mm
- Disponible en hêtre naturel, Érable royal, Havane cerise et Choco Belle Noce
- Idéale pour les lits surbaissés

## Tables d'appoint Ravello, Relax



### Duo

- Plateau de tablette de lit inclinable
- Plage de réglage en hauteur du plateau de tablette de lit 80-113 cm
- Tablette supplémentaire
- Roulettes doubles de 50 mm, 2 roulettes blocables



### Solo

- Plateau de tablette de lit inclinable
- Plage de réglage en hauteur du plateau de tablette de lit 80-113 cm
- Roulettes doubles de 50 mm, 2 roulettes blocables



### Ravello

- Variante du modèle Curo : repose-pied fixe qui se balance lors du réglage du dossier
- La variante Sano : le repose-pied est entièrement escamotable
- Le dossier peut être abaissé en position allongée à 43°



### Relax

- Cadre bois confortable
- Pour largeurs de sommier 90 x 200, 100 x 200, 120 x 200, 140 x 200, 120 x 220, 140 x 220 cm
- Compatible avec un sommier électrique et des sommiers Lippe
- Panneaux avec cadre en bois de hêtre massif, 4 décors au choix pour la tête, le pied et les côtés




▲ Choco Belle Noce ▲ Hêtre naturel ▲ Havane cerise ▲ Érable royal

## Design



### Softcovers

- Enveloppes textiles pour les panneaux et les systèmes de protection dans 6 couleurs séduisantes
- Pose facile, nettoyage au lave-linge
- Pour les lits médicalisés de la série Dali (Dali low-econ, Dali low-entry-econ, Dali low-entry : uniquement systèmes de protection) et pour le Lenus (systèmes des protection)



### Matelas

Pour un sommeil réparateur, le choix du bon matelas est tout aussi important que celui du lit. Nos matelas répondent de manière optimale aux différents besoins des soins à domicile. Apprenez-en davantage sur nos matelas en scannant le code QR ou directement à [www.burmeier.com/fr/matelas](http://www.burmeier.com/fr/matelas).



## VIVRE CHEZ SOI EN TOUTE SÉCURITÉ

Sous réserve de modifications techniques. Les légères différences de couleurs par rapport aux originaux résultent de la technique typographique. Édition 05/2021. Version 07. Réf. : 601302.



*Lits et meubles  
pour les soins à domicile*



Édition internationale



Burmeier GmbH & Co. KG  
Industriestraße 53  
32120 Hiddenhausen  
Phone +49 (0) 5223 9769 - 0  
Fax +49 (0) 5223 9769 - 090  
info@burmeier.com  
www.burmeier.com

Une entreprise  
du groupe Stieglmeyer

STIEGLMEYERGROUP

burmeier.com

STIEGLMEYERGROUP





## Burmeier – Vivre chez soi en toute sécurité

« Vivre chez soi en toute sécurité » : telle est la philosophie appliquée aux produits Burmeier. L'entreprise, basée à Hiddenhausen (Westphalie orientale), est leader du marché allemand des lits médicalisés dans le secteur des soins à domicile. Les produits, innovants au niveau technique, et offrant une longue durée de vie, sont appréciés dans le monde entier.

Depuis 1995, Burmeier est une filiale du groupe Stieglmeyer, et connaît dans sa formule actuelle une grande réussite. La conception de produits se fait dans la volonté de permettre aux personnes dépendantes de soins d'avoir une vie chez soi la plus agréable possible, tout en facilitant le travail des proches qui se chargent des soins.

Un design confortable, des concepts de systèmes de protection modernes et une disponibilité à court terme des produits sont des arguments décisifs tant pour le commerce spécialisé que pour les particuliers. Le système d'entraînement de 24 Volts de Burmeier ne nécessite, pendant la durée de vie prévue du lit, et même au-delà, pas de mesures supplémentaires du courant de fuite. Cela permet de réaliser des économies tout en contribuant à l'excellent rapport qualité-prix des produits.

Qu'ils soient pour vous-même ou pour vos clients, dans les lits Burmeier, sûrs et confortables, tout le monde profite d'un confort absolu.

### Lits de soins



#### Dali econ

- Largeur du sommier 90 cm
- Charge de travail sûre de 185 kg
- Plage de réglage en hauteur 40 - 80 cm
- Systèmes de protection avec Easy Click
- Cadres en bois en option
- Système d'entraînement 230 volts Econ



#### Dali low-econ

- Charge de travail sûre de 185 kg
- Plage de réglage en hauteur 32 - 72 cm
- Cadres en bois en option
- Système d'entraînement 230 volts Econ



#### Dali

- Largeur du sommier 90 cm
- Charge de travail sûre de 185 kg
- Plage de réglage en hauteur 40 - 80 cm
- Télécommande sans fil
- Systèmes de protection avec Easy Click
- Cadres en bois en option
- Système d'entraînement 24 volts



#### Dali wash

- Largeur du sommier 90 cm
- Charge de travail sûre de 185 kg
- Plage de réglage en hauteur 40 - 80 cm
- Nettoyage mécanique
- Télécommande sans fil
- Systèmes de protection avec Easy Click
- Système d'entraînement 24 volts



#### Dali low-entry

- Largeur du sommier 90 cm
- Charge de travail sûre de 175 kg
- Plage de réglage en hauteur 23 - 63 cm
- Télécommande sans fil
- Systèmes de protection avec Easy Click
- Cadres en bois en option
- Système d'entraînement 24 volts

### Lits pour résidences et pour seniors



#### Westfalia IV

- Largeurs de sommiers 80, 90, 100 cm
- Charge de travail sûre de 185 kg
- Plage de réglage en hauteur 35 - 80 cm
- Différentes versions bois au choix
- Système d'entraînement 24 volts



#### Westfalia-Klassik

- Largeur du sommier 90 cm
- Charge de travail sûre de 200 kg
- Plage de réglage en hauteur 35 - 80 cm
- Frein centralisé
- Différentes versions bois au choix
- Système d'entraînement 24 volts



#### Inovia

- Largeurs de sommier de 90 et 100 cm
- Charge de travail sûre de 225 kg
- Plage de réglage en hauteur 22 - 77 cm
- Système de protection à barreaux continus
- Système de protection télescopique en option
- Panneau de pied avec poignée en bois massif
- Système d'entraînement 24 volts



#### Regia

- Largeur du sommier 90, 100 cm
- Charge de travail sûre de 225 kg
- Plage de réglage en hauteur 26 - 80 cm
- Système de protection télescopique vers le haut à 2 étages
- Différentes versions bois au choix
- Système d'entraînement 24 volts
- Système modulaire Easy Switch



#### Regia partner

- Largeur du sommier 2 x 90 cm
- Charge de travail sûre de 2 x 225 kg
- Plage de réglage en hauteur 26 - 80 cm
- Lit double séparable
- Système modulaire Easy Switch
- Position fauteuil confortable
- Décors en bois et rembourrages au choix

### Lits spéciaux



#### Lippe IV + Relax

- Largeurs de sommier 80, 90, 100 cm (combinables avec le lit pour senior Relax : 90, 100 cm)
- Plage de réglage en hauteur 29 - 74 cm
- Charge de travail sûre de 200 kg
- Système d'entraînement 24 volts
- Sur option, lavable en machine



#### Lippe 120/140 + Relax

- Largeurs de sommier 120 et 140 cm (les deux sont combinables avec le lit pour senior Relax)
- Charge de travail sûre de 250 kg
- Plage de réglage en hauteur 29 - 74 cm
- Système d'entraînement 24 volts



#### Allura II

- Largeur du sommier 100, 120 cm
- Plage de réglage en hauteur 30 - 80 cm
- Charge de travail sûre de 250 kg
- Position de proclive à réglage électrique
- Système d'entraînement 24 volts



#### Gigant

- Largeur du sommier 120 cm
- Charge de travail sûre de 350 kg
- Plage de réglage en hauteur 40 - 80 cm
- Position de proclive à réglage électrique
- Systèmes de protection à barreaux discontinus combinables en option



#### Lenus

- Largeur du sommier 90 cm
- Charge de travail sûre de 225 kg
- Plage de réglage en hauteur 15 - 80 cm
- Systèmes de protection avec Easy Click
- Cadres en bois en option
- Système d'entraînement 24 volts