



Praktisch und funktional

## Nachttische

Weitere Info:



Produktseite

## Nachttische und Beistelltische



**Pflege-Hilfsmittel-Nr. 50.45.04.1009**

Artikelnummer: 193753

Preis € (UVP), inkl. MwSt.: 809,00

### Nachttisch Cherusker

mit höhenverstellbarer und schrägstellbarer Bett-Tischplatte, Korpus kunststoffbeschichtet, Buche Dekor

#### Technische Daten:

Breite: 52 cm

Höhe: 87 cm

Gesamttiefe: 50 cm

Gesamtbreite (Bett-Tischplatte ausgeklappt): 114 cm

Bett-Tischplatte von 82 – 112 cm höhenverstellbar

Doppelaufrollen Ø 50 mm, 2 Rollen feststellbar



**Pflege-Hilfsmittel-Nr. 50.45.04.1010**

Artikelnummer: 236959

Preis € (UVP), inkl. MwSt.: 749,00

### Nachttisch Arminius

mit höhenverstellbarer und schrägstellbarer Bett-Tischplatte, Korpus kunststoffbeschichtet, Buche Dekor

#### Technische Daten:

Breite: 54,5 cm

Höhe: 89 cm

Gesamttiefe: 45 cm

Gesamtbreite (Bett-Tischplatte ausgeklappt): 125 cm

Bett-Tischplatte von 78 - 112 cm höhenverstellbar

Doppelaufrollen Ø 50 mm, 2 Rollen feststellbar





Artikelnummer: 223636  
Preis € (UVP), inkl. MwSt.: 609,00

#### Nachtisch Hermann mit Bett-Tischplatte

mit ausklappbarer Bett-Tischplatte, Korpus kunststoffbeschichtet, Buche Dekor

##### Technische Daten:

Breite: 55 cm  
Höhe: 89 cm  
Gesamttiefe: 45 cm  
Gesamtbreite (Bett-Tischplatte ausgeklappt): 119,5 cm  
Doppelaufrollen Ø 50 mm, 2 Rollen feststellbar



Artikelnummer: 232644  
Preis € (UVP), inkl. MwSt.: 549,00

#### Nachtisch Varus

ohne Bett-Tischplatte, Korpus kunststoffbeschichtet, in 4 Dekoren lieferbar: Buche Natur, Königsahorn, Kirsche Havanna, Bella Noce Schoko

##### Technische Daten:

Breite: 54 cm  
Höhe: 57 cm  
Gesamttiefe: 45 cm  
Doppelaufrollen Ø 50 mm, 2 Schubladen



#### Bett- und Beistelltisch Duo

mit höhenverstellbarer und schrägstellbarer Bett-Tischplatte sowie fester Ablageplatte, Buche-Dekor

##### Technische Daten:

Breite: 81 cm  
Höhe: 81 cm  
Gesamttiefe: 42 cm  
Bett-Tischplatte von 80 – 113 cm höhenverstellbar  
Rollen Ø 50 mm, 2 Rollen feststellbar

#### Pflege-Hilfsmittel-Nr. 50.45.04.0014

Artikelnummer: 218931  
Preis € (UVP), inkl. MwSt.: 165,00



Artikelnummer: 243335  
Preis € (UVP), inkl. MwSt.: 549,00

#### Nachtisch Hermann ohne Bett-Tischplatte

ohne Bett-Tischplatte, Korpus kunststoffbeschichtet, Buche Dekor

##### Technische Daten:

Breite: 44,5 cm  
Höhe: 89 cm  
Gesamttiefe: 45 cm  
Doppelaufrollen Ø 50 mm, 2 Rollen feststellbar



#### Bett- und Beistelltisch Solo

mit höhenverstellbarer und schrägstellbarer Bett-Tischplatte, Buche-Dekor

##### Technische Daten:

Breite: 60 cm  
Höhe: 81 cm  
Gesamttiefe: 42 cm  
Bett-Tischplatte von 80 – 113 cm höhenverstellbar  
Rollen Ø 50 mm, 2 Rollen feststellbar

#### Pflege-Hilfsmittel-Nr. 50.45.04.0013

Artikelnummer: 218932  
Preis € (UVP), inkl. MwSt.: 145,00