

MIT SICHERHEIT ZUHAUSE LEBEN



Der Pflegestuhl für mehr Mobilität

Ravello

VORTEILE

Der Transportstuhl Ravello sorgt für einen sicheren Transfer pflegebedürftiger Menschen, z. B. vom Schlafzimmer ins Bad oder ins Esszimmer. Seine flexible Konstruktion erleichtert es dem Pflegenden, den Bewohner von der Bettseite oder einem Sessel in den Stuhl umzusetzen. Der gepolsterte, ergonomisch geformte Sitz ermöglicht auch einen längeren angenehmen Aufenthalt im Ravello. Die abwaschbaren Sitzbezüge sind sehr pflegeleicht.

- sichere Arbeitslast 135 kg (dynamisch), 200 kg (statisch)
- absenkbare Armlehnen erleichtern den Einstieg von der Seite
- Rückenlehne lässt sich um 43° in eine Liegeposition bringen
- Ravello-sano: Fußstütze einschiebbar
- Ravello-curo: fest installierte Fußstütze bewegt sich bei Verstellung der Unterschenkellehne mit
- Ravello sano-s: 4 lenkbare Rollen für leichteres Manövrieren
- Ravello plus-s: höhenverstellbare Sitzfläche

Weitere Info:



Produktseite

Rückenlehne lässt sich in eine 43°-Liegeposition bringen

Ergonomisch geformter Sitz

Armlehnen sind auf Sitzhöhe absenkbar und erleichtern das Ein- und Aussteigen

Sichere Arbeitslast: 200 kg (statisch), 135 kg (dynamisch)

Breite Armlehnen für eine gute Haltung des Unterarms

Hebel: Liegeposition ist auch durch den Bewohner einstellbar

Fest installierte und in der Länge verstellbare Fußstütze, schwingt beim Verstellen der Rückenlehne mit (Ravello curo)

Die Vorteile im Überblick

DETAILS



Ravello sano: Die Fußstütze kann vollständig eingeschoben werden.



Ravello curo: Die fest installierte, in der Länge verstellbare Fußstütze schwingt beim Verstellen der Rückenlehne mit.



Höhenverstellung der Armlehnen in 6 Stufen.



Der Ravello sano-s ist für ein leichteres Manövrieren erhältlich.

ZUBEHÖR



Seitenstützen.



Kopffixierende Sütze.



Urinbeutelhalter.



Aufsteckbarer Tisch.



Infusionsständer.

AUSSTATTUNGEN UND OPTIONEN

Ausstattung/Option	Ravello	Mat.-Nr.	Preis € (UVP) inkl. MwSt.
Ausstattungsvarianten			
Ravello curo		264299	1.739,00
Ravello sano		264297	1.739,00
Ravello sano-s		264298	1.889,00
Ravello plus-s		264300	3.079,00
Technische Daten			
Nettogewicht	Curo, Sano, Sano-s: 38 kg Plus-s: 58 kg		
Maße	Curo, Sano, Sano-s: B x H x T 68 x 126 x 103 cm inkl. Fußstützen Plus-s: B x H x T 73 x 132-161 x 109 cm inkl. Fußstützen		
Rückenlehne	Höhe 81 cm, 43° neigbar		
Fußstütze	26 x 24 cm Bodenfreiheit 8 cm		
Rollen	vordere Rollen: 20 cm, feststehend hintere Rollen: 15 cm, drehbar, paarweise feststellend		
Rollen S-Variante:	15 cm, drehbar, paarweise feststellend		
Sitzfläche	PU-Schaum mit Holzkern		
Rückenlehne	PU-Schaum mit Stahlkern		
Bezugsstoff	Kunstleder		
Sonderausstattung und Zubehör			
Serviertablett, aufsteckbarer Tisch	O	195900	239,00
Nackenstütze (schwarz)	O	116344	169,00
1 Paar Seitenstützen (arzublau)	O	189619	168,00
Beinstütze rechts	O	116342	309,00
Beinstütze links	O	116343	309,00
Urinbeutelhalter	O	116340	69,00
Infusionsständer	O	1x 260269 1x 114352	179,00