




Softcover



Ihr Fachhändler berät Sie gern

Farbe bringt Wohnlichkeit ins Pflegezimmer. Mit unseren **Softcovern** lassen sich die Betten Dali, Dali wash, Dali mit Holzhauben und Arminia III farblich nach dem persönlichen Geschmack gestalten und an jede Raumeinrichtung anpassen. Softcover sind **textile Überzüge** für Kopf- und Fußteil und die Seitensicherungen des Pflegebettes. Sie lassen sich einfach anbringen und werkzeuglos befestigen. Die Softcover sind **maschinenwaschbar**. Wir bieten die **6 Farben** Bordeaux¹, Braun², Dunkelblau³, Lavendel⁴, Petrol⁵ und Vanilla⁶ zur Auswahl an.

Bitte geben Sie bei Ihrer Bestellung **die gewünschte Farbe an.**

Erhältlich für Bettenmodell	Artikelnr.	Preis (UVP)
Dali, Dali wash, Arminia III / Dali mit Holzhauben (nur Seitensicherungen)	287280	309,00 € (kompl. Satz)

Lassen Sie sich in Ihrem Sanitätshaus über die vielen Zubehör-Optionen für die Pflegebetten von Burmeier beraten. Auch auf unserer Internetseite www.burmeier.com finden Sie weitere Informationen.

Ihr Fachhändler



www.burmeier.com/flyer/zubehoer

Technische Änderungen vorbehalten. Leichte Farbabweichungen der Originale sind drucktechnisch bedingt. Stand 12/2021. Version 09. Artikel-Nr. 601383. Alle Preise inkl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer.

Burmeier GmbH & Co. KG
Ein Unternehmen der Stieglmeyer-Gruppe
www.burmeier.com



MIT SICHERHEIT ZUHAUSE LEBEN



Wohlfühlen
leicht gemacht



Attraktives Zubehör für Ihr Pflegebett



STIEGLMEYERGRUPPE



Mein Zuhause

Eine schöne, gemütliche und praktisch eingerichtete Wohnung ist die beste Voraussetzung für eine gute häusliche Pflege. Das Bett spielt dabei eine wichtige Rolle. Die hochwertigen Pflegebetten von Burmeier lassen sich mit unserem Originalzubehör noch individueller gestalten und erleichtern Ihnen den Alltag. Entdecken Sie unsere attraktiven Angebote!





Serviertablett

Das Serviertablett lässt sich einfach und sicher auf den Holmen der durchgehenden Seitensicherung (DSG) platzieren. Genussvolles Essen und Unterhaltungen auf Augenhöhe werden für den Bewohner wieder zur Normalität. Nach dem Gebrauch lässt sich das Serviertablett platzsparend an die Seitensicherungen hängen – bei einigen Pflegebetten-Modellen auch an das Kopf- oder Fußteil.

Erhältlich für Bettenmodell	Artikelnr.	Preis (UVP)
alle Modelle mit 90 cm breiter Liegefläche und durchgehender Seitensicherung (DSG)	267000	195,00 €



Leselampe

Die Leselampe lässt sich mühelos in die Aufrichterhülsen rechts oder links einstecken oder am Aufrichter anbringen und strahlt ein wohlthuendes Licht bei nur geringer Wärmeentwicklung aus.

Erhältlich für Bettenmodell	Artikelnr.	Preis (UVP)
alle Modelle	264877 (zum Einstecken)	309,00 €
alle Modelle	289177 (am Aufrichter)	



Schaumlederbezug

Der Schaumlederbezug für die durchgehenden Seitensicherungen fühlt sich weich und angenehm an. Er schützt den Bewohner zuverlässig vor Stoßverletzungen.

Erhältlich für Bettenmodell	Artikelnr.	Preis (UVP)
alle Modelle mit durchgehender Seitensicherung mit 2 Holmen	225921	189,00 €

Matratzen

Matratzen von Burmeier passen optimal zu unseren Pflegebetten und folgen besonders genau den vielen Verstellmöglichkeiten der Liegefläche. Die Modelle Sky-fit und Comfort-fit sind an einer Seite eingeschnitten, sodass sie als Wendematratzen ein festeres und ein weiches Liege-Erlebnis bieten. Ihre Randzonenverstärkung erleichtert das Aufstehen. Das Einsteigermodell Basic-fit ist in vielen Abmessungen für alle Pflegebetten und Betteinsätze von Burmeier erhältlich.



Erhältlich für sämtliche Bettenmodelle	Maße	Artikelnr.	Preis (UVP)
Pflegebettmatratze Sky-fit	90 x 200 cm	283924	399,00 €
	100 x 200 cm	283925	424,00 €
Pflegebettmatratze Comfort-fit	90 x 200 cm	283922	319,00 €
	100 x 200 cm	283923	344,00 €
Pflegebettmatratze Basic-fit	90 x 200 cm	261477	259,00 €
	100 x 200 cm	261486	309,00 €
	120 x 200 cm	261488	499,00 €
	140 x 200 cm	261489	569,00 €

(weitere Maße: www.burmeier.com/matratzen)



Bett- und Beistelltische

Der Bett- und Beistelltisch Duo hat eine 2-geteilte Tischplatte: Der kleinere Teil bleibt als Abstellfläche in der Waagerechten, der größere lässt sich als Lesepult schwenken. Beim Modell Solo besteht die schwenkbare Tischplatte nur aus einem Stück.

Bett- und Beistelltisch	Artikelnr.	Preis (UVP)
Modell Duo	218931	189,00 €
Modell Solo	218932	169,00 €

Geberhalter für den Handschalter

Der Geberhalter für den Handschalter hat ein flexibles Stativ. Durch dessen Schwenk- und Drehbarkeit ist der Handschalter immer an der gewünschten Position.



Erhältlich für Bettenmodell	Artikelnr.	Preis (UVP)
Arminia III, Dali-II-Serie, Lippe IV, Westfalia III/IV, Westfalia-Klassik, Inovia	199137	159,00 €



Handschalter-Verlängerungskabel

Mit der Verlängerung des Handschalterkabels um 240 cm bzw. 140 cm (je nach Bettenmodell) wird die Bedienung des Bettes für Bewohner und Pflegekräfte noch flexibler und bequemer.

Erhältlich für Bettenmodell (24 Volt)	Artikelnr.	Preis (UVP)
Dali II, Arminia III, Lippe IV waschbar, Lippe IV, Westfalia-Klassik, Westfalia IV	178986 (Länge: 240 cm)	109,00 €
Allura-II-Serie, Inovia, Lippe 120/140, Regia, Westfalia-Care II	238047 (Länge: 140 cm)	99,00 €



Füllpolster

Das Füllpolster lässt sich einfach auf die durchgehende Seitensicherung stecken und erleichtert das Sitzen auf der Bettseite während des Ein- und Ausstiegs erheblich.

Erhältlich für Bettenmodell	Artikelnr.	Preis (UVP)
alle Modelle mit durchgehender Seitensicherung (DSG)	258395	189,00 €



Aufstehhilfe

Die praktische Aufstehhilfe unterstützt den Einstiegs- und Aufstehprozess. Sie lässt sich an nahezu jeder Stelle des Liegeflächenrahmens platzieren.

Erhältlich für Bettenmodell	Artikelnr.	Preis (UVP)
Arminia III, Dali, Dali II, Lippe IV, Westfalia III/IV	175402	129,00 €
Allura-II-Serie, Lippe 120/140	244029	



Adaptierbare Seitensicherung (ASG)

Die adaptierbare Seitensicherung (ASG) bietet mit 120 cm Länge viel Schutz und lässt zugleich Platz für den Ein- und Ausstieg. Sie ist mühelos zu montieren und zu bedienen.

Erhältlich für Bettenmodell	Artikelnr.	Preis (UVP)
Arminia III, Dali, Dali II, Lippe IV, Westfalia IV	250138 (rechts) 250139 (links)	279,00 € (Stückpreis)